



## Brugsanvisning for BAQUACIL PHMB Tester

Gælder for følgende varenumre: 156150

1. Pooltesterens låg fjernes, og de 3 vandkamre renskylles med vand fra poolen.
2. De 3 vandkamre fyldes op til 10 ml med det vand, der skal testes.
3. **pH-måling:** Tilsæt 1 stk. Phenol Red-tablet til vandprøven i det venstre kammer.
4. **PHMB-måling:** Tilsæt 1 stk. PHMB-tablet til vandprøven i det højre kammer.
5. Låget sættes på og trykkes fast med pilesymbolerne på samme side som farveskalaen.
6. Pooltesteren omrystes til testtabletterne i de to kamre er opløst.
7. Måleresultatet aflæses ved at holde pooltesteren op mod dagslyset og sammenligne den fremkomne farve i vandprøven med den farveskala, der er nærmest. Måleresultatet er det tal, der aflæses der, hvor farverne er ens.
8. **Idealværdi for pH i badevand er 7,2 – 7,6.**
9. **Idealværdi for PHMB i badevand er 30-50 mg/l.**



WENDT&SØRENSEN  
WE PURIFY AIR & WATER